

RAY – 68 HAMMASRÖNTGEN

Mikroprosessori-ohjattu laadukas Intraoraali-RTG Laite eläinklinikoille
 Helppokäyttöinen kaukosäädin kuvausasetuksiin ja kuvaukseen
 Kiinteä seinäversio tai liikuteltava lattiaversio

AC (vaihtovirta) tai DC (tasavirta) CANON RTG-putkella



Sama laite mutta erilaisissa kuoseissa

- **CANON RTG Putki / AC**
- **70 kV**
- **7 mA**
- **0,9 kW**
- **Fokus 0,7 mm**
- **Kuvausaika 0,06 – 2 s**
- **Verkkovirtalaite ~220 +/- 1**

- **CANON RTG Putki / DC**
- ❖ **65 kV**
- ❖ **7 mA**
- ❖ **0,9 kW**
- ❖ **Fokus 0,4 mm**
- ❖ **Kuvausaika 0,01 – 2 s**
- ❖ **Verkkovirtalaite ~220 +/- 10%**

- **Vankkarakenteinen alumiini- / teräsrakenne**
- **Jousitasapainotetut varret**
- **Takaavat turvallisen kuvauksen**
- **Varren pituus 2 x 80 cm**
- **Annostus säädetään ajastimella**

- ❖ **HAMMASRÖNTGEN RAY – 68 W AC ☞ Seinäasennus-versio**
- ❖ **HAMMASRÖNTGEN RAY – 68 M AC ☞ Lattiaversio**
- ❖ **HAMMASRÖNTGEN RAY – 68 W DC ☞ Seinäasennus-versio**
- ❖ **HAMMASRÖNTGEN RAY – 68 M DC ☞ Lattiaversio**

SEINÄVERSION ASENNUS

- Laite asennetaan seinään tukevaan rakenteeseen
 - kiviseinä on hyvä
 - tukeva puinen rakenne on hyvä

LATTIAVERSIO ON PYÖRILLÄ OLEVASSA TELINEESSÄ

- Ei erillistä asennusta

Laitteiden ulkonäkö saattaa poiketa kuvan laitteista riippuen valmistajan sen hetkisestä toimitusvarastosta

NEWMED

MEDITUONTI OY

045 157 7336

newmed@newmed.fi

www.newmed.fi