

NEWMED

WOODPECKER U 600 LED

Erittäin tehokas hammasultra hammaskiven poistoon
Käsikappaleessa kirkas LED Valo helpottaa operaatiota



- Uusi siniaalto-tekniikka takaa potilaalle kivuttoman hammaskiven poiston
- Kestävä alumiininen käsikappale LED Valolla (saa myös ilman valoa)
- Käsikappaleen voi autoklaavata
- Tehon säätö kosketuspaneelissa 3 W – 20 W
- Ultraäänitaajuus 28 kHz +/- 3 kHz
- Automaattinen vedensyöttö
- Kätevä vesisäiliö laitteen päällä, helppo täyttää ja puhdistaa
- Käyttö omalla vesisäiliöllä (voidaan kytkeä myös vesijohtoon)
- Voi käyttää tavallista hanavettä, mutta suositus on käyttää aquaa (kalkista puhdistettu vesi)
- Laitteen paino 1,8 kg
- Toimitus sisältää ⇔ 5 kpl kärkiä ✕ käsikappaleen varaosa-sarja & kärjen asennustyökalu ✕ jalkakytin ✕ verkkolaite ✕ ohjeet

NEWMED

MEDITUONTI OY

045 157 7336

newmed@newmed.fi

www.newmed.fi